

LABORATOIRES SARBEC

MEDIWIPES DM Premium

Zestawienie działań mikrobiologicznych
Produkt gotowy do użycia
Spectrum of microbiological activity
Ready-to-use product

Skuteczność płynu zawartego w chusteczce/ <i>Activity of the impregnation solution</i>	Czas kontaktu w warunkach brudnych/ <i>Acting time in dirty conditions</i>
Działanie bakteriobójcze /Bactericidal activity	
EN 16615* EN 13727* EN 13697* EN 1276**	5 min.
Działanie drożdżakobójcze /Yeasticidal activity	
EN 16615* EN 13624* EN 13697* EN 1650**	5 min.
Ograniczone działanie wirusobójcze/ Limited spectrum virucidal activity	
<u>EN 14476, EN 16777*</u> : Adenowirus, Norowirus, Vaccinia	5 min.
<u>EN 14476*</u> : Herpes PRV (HBV) BVDV (HCV) Coronawirus HIV Rotawirus	5 min.

*warunki brudne, 20°C / in dirty conditions, 20°C
3g/l albumina wołowa + 3 ml/l erytrocyty baranie; / 3g/l bovine albumin + 3 ml/l sheep erythrocytes

** warunki brudne, 20°C / in dirty conditions, 20°C
3g /l albumina wołowa; / 3g/l bovine albumin

LABORATOIRES SARBEC
Rue du Vertuquet
B.P. 64
59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX
Tél. 03 20 69 26 26

December 08th 2023,

Nicolas Demarcq
Sales Manager – Wipes Division